

D

Soft-Kompressen

- ▶ Besonders für empfindliche Haut geeignet
- ▶ Luftdurchlässig
- ▶ Saugstark
- ▶ Einzel steril verpackt

Die Hansaplast med Soft-Kompressen sind auf Grund Ihrer Oberfläche aus Vlies sehr hautfreundlich. Durch das atmungsaktive, weiche Vlies sind die Hansaplast med Soft Kompressen ideal zum Abdecken und Säubern größerer Wunden geeignet.

Anwendung:

1. Reinigen Sie die Wunde und die umliegende Hautpartie vor dem Aufbringen der Hansaplast med Soft-Kompressen gründlich.
2. Ideal zur Fixierung der Kompressen sind Hansaplast med Fixierpflaster und Hansaplast med elastische Mullbinden.
3. Mindestens einmal täglich wechseln.

F

Compresses extra douces

- ▶ Pour peaux sensibles
- ▶ Laisse respirer la peau
- ▶ Absorbante
- ▶ Stérile, sous pochette individuelle

La compresse extra douce Hansaplast med convient pour les peaux sensibles grâce à son support doux et non tissé. Faites de matériaux respirants, la compresse Hansaplast med est idéale pour nettoyer et recouvrir de larges plaies.

Application:

1. Nettoyer la plaie et son pourtour avant d'appliquer la compresse extra douce Hansaplast med.
2. Utiliser une bande de gaze ou un sparadrap Hansaplast med pour maintenir la compresse.
3. Renouveler le pansement au moins une fois par jour.

NL

Extra zachte Kompressen

- ▶ Voor de gevoelige huid
- ▶ Laat de huid ademen
- ▶ Absorberend
- ▶ Individuele sterilisatie

Het extra zachte kompres Hansaplast med is geschikt voor de gevoelige huid, dankzij de zachte en niet-geweven structuur. Het kompres is gemaakt uit luchtdoorlatend materiaal en is ideaal voor het reinigen en afdekken van grote wonden.

Gebruiksaanwijzing:

1. Reinig de wonde en de randen goed alvorens het extra zachte kompres Hansaplast med aan te brengen.
2. Gebruik een Hansaplast med gaasverband of hechtpleister om het kompres op zijn plaats te houden.
3. Verwissel het verband minstens eenmaal per dag.