



SCHAEFFER
health devices



(M-N-S) OP MASKE - EINWEG EN 14683 MUNDSCHUTZ TYP II, 3-LAGIG | PP

Produktinformation zu Art.-Nr. 38877

PRODUKTBESCHREIBUNG

- hervorragende Filterleistung > 99 % BFE
- verstärkte PP Außenlage, für noch bessere Filter- und Schutzergebnisse
- geringer Ausatemwiderstand für angenehmes Tragen
- höhere Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Aerosole (Typ IIR)
- unsteril, fusselfrei, hautfreundlich
- integrierter Nasenbügel, anatomisch und individuell leicht formbar
- latexfreie Gummibänder
- in der praktischen Spenderbox à 50 Stück

MATERIAL

- Non-woven
- 3-lagig
- Melt-blown (BFE>99%)

EINSATZBEREICH

für die Industrie und den medizinischen und Pflege-Bereich

ANWENDUNG

Mundschutz mit trockenen und sauberen Händen entnehmen
Die Seite mit dem Nasenbügel auf dem Nasenrücken anlegen
Beide Elastikbänder hinter die Ohren ziehen
Den Mundschutz nach unten auffächern
Sobald der Mund-Nasen-Bereich vollständig bedeckt ist,
den Nasenbügel um die Nase formen und andrücken




VERFÜGBARE GRÖSSEN

Universal, 17,5 x 9 cm
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren

DAUER DER ANWENDUNG

Je nach Nutzungsintensität und Einsatzbereich wird eine maximale Tragedauer von 2 Stunden empfohlen
Zu wechseln nach jeder Durchfeuchtung und sichtbaren Verschmutzung

GEPRÜFT UND AUSGELOBT NACH



Dieser Artikel ist ein Medizinprodukt der Klasse I und wurde hergestellt in Übereinstimmung mit der Medizinprodukte-Verordnung (MDR) (EU) 2017/745. Die Leistungsanforderungen ergeben sich aus der EN 14683 wie folgt:

| Prüfung | TYP I | TYP IR | TYP II | TYP IIR |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Bakterielle Filterleistung | > 95% | > 95% | > 98% | > 98% |
| Druckdifferenz Pa | < 29,4 | < 49,0 | < 29,4 | < 49,0 |

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

5 Jahre in der Originalverpackung
kühl und trocken lagern
vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.schaeffer-nutra.de verfügbar.



Proto Global GmbH
Grüner Weg 1
15230 Frankfurt (Oder)
Germany

info@schaeffer-nutra.com
www.schaeffer-nutra.com
+49 - 30/917-03844
+49 - 30/917-235-90397

CERTIFICATE OF CONFORMITY



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 07/07/2020
(M-N-S) OP MASKE - EINWEG EN 14683
MUNDSCHUTZ TYP II, 3-LAGIG | PP Art.-Nr. 38877



Produktdaten:

Product Specification:



Produktbeschreibung: Product Description:

OP-Maske aus 3-lagigem Vliesstoff mit elastischem Band, zum Fixieren hinter den Ohren. Mit einstellbarem Nasenbügel für anatomisch korrekten Sitz. Der Mundschutz ist hypoallergen, glasfaser- und latexfrei. Sterilisierbar mit Ethylenoxid, Strahlen oder -A 121°C. Surgical face mask made of 3-layer non-woven fabric with elastic band, for fixation behind the ears. Adaptable nose bridge for an anatomically correct fit. The face mask is hypoallergenic, glassfibre-free and free of latex. Sterilizable: ethylene oxide, rays or -A 121 °C.

Bemerkungen: Remarks:

Für den Einsatz in der Medizin und der Lebensmittelindustrie.
Suitable for use in the medical and food sector.

Ausführungen: Sizes:

| Aufmachung / Packaging | Größe / Size | Farbe / Colour | Pack.-Inhalt / Content | Art.Nr./REF |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|
| | | grün/green | 50 Stück / pcs | 38877 |
| mit Gummizug / with elastic | Einheitsgröße / standard size | blau/blue | 50 Stück / pcs | 38888 |
| | | weiß/white | 50 Stück / pcs | 38888 |

Qualitätssicherung: Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG; EN 14683 (Typ Klasse II)
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE-Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE-Classification: Class I
Filtrationsleistung: > 99% / Filtration efficiency: > 99%
Getestet durch Nelson Laboratories: 99,3 % / Tested by Nelson Laboratories: 99,3%

Verwendbarkeit: Shelf Life:

5 Jahre / 5 years

Material: Material:

Vorderseite: 100% glasfaserfreier Vliesstoff (ca. 30 g/m²)
Front: 100% glass-fibre free non-woven (approx. 30 g/m²)
Innen: Glasfaserfreies Filtermedium (ca. 25 g/m²)
Inside: glass-fibre free melt-blown (approx. 25 g/m²)
Rückseite: 100% glasfaserfreier Vliesstoff (ca. 25 g/m²)
Back: 100% glass-fibre free non-woven (approx. 25 g/m²)
Nasenbügel: Flexibler Aluminiumdraht, mit Kunststoff ummantelt
Nose-bridge: Flexible aluminium wire, covered with plastic.
Gummizug: Baumwolle; Elastan (Länge ca. 16,5 cm)
Elastic: Cotton; Elastane (length approx. 16,5 cm)

Abmessung: Measures:

Maske: Länge: 175 ± 2mm; Breite: 95 ± 2mm
Mask: Length: 175 ± 2mm; Width: 95 ± 2mm

Symbole: Symbols:



Frankfurt /Oder
07/07/2020



Proto Global GmbH
Grüner Weg 1
15230 Frankfurt (Oder)
Germany

Kontakt:
Contact:

info@schaeffer-nutra.com
 www.schaeffer-nutra.com
 +49 - 30/917-03844
 +49 - 30/917-235-90397



SCHAEFFER
health devices



Proto Global GmbH
Grüner Weg 1
15230 Frankfurt (Oder)
Germany

Kontakt:
Contact:

@ info@schaeffer-nutra.com
www.schaeffer-nutra.com
+49 - 30/917-03844
+49 - 30/917-235-90397



SCHAEFFER
health devices

MUND-NASEN-SCHUTZ (M-N-S) EINWEG-MASKE MIT OHRSCHLAUFEN



Proto Global GmbH
Grüner Weg 1
15230 Frankfurt (Oder)
Germany

Kontakt:
Contact:

@ info@schaeffer-nutra.com
www.schaeffer-nutra.com
+49 - 30/917-03844
+49 - 30/917-235-90397